

Аппарат Для Rf-Микронидлинга С Микроиглами И Радиочастотой

Артикул: BL-501



введение

Революционизируйте процедуры для кожи с помощью передовой технологии RF-микронидлинга, направленной на морщины, акне, шрамы и контурирование тела. Безопасно, точно и клинически доказано для всех типов кожи.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Crystallite Depth 8 + Ледяной молот (Gold RF Crystallite Depth 8)
Сенсорный экран	15 дюймов
Терапевтическая насадка	12P, 24P, 40P, Нанокристаллическая насадка
Глубина	0,5-7 мм
Выходная частота	4 МГц
Рабочее напряжение	AC110V□ 230V±10%, 50Hz-60Hz
Мощность	10-300 Вт
Размер воздушного ящика	40 × 43 × 42 см
Вес брутто	14 кг